

# Bezšnúrový masážny prístroj

## Airbi FIT



## Návod na obsluhu

(verzia 1.0)



Pred použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte návod na obsluhu!

## Dôležité bezpečnostné pokyny

---

Pred prvým použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

1. Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popisované v tomto návode. Neoprávnené použitie a technické úpravy prístroja môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 10 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené, ako bezpečne používať tento prístroj, a pochopili možné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú prístroj čistiť a udržiavať bez dozoru.
3. Neodporúčame používať tehotným ženám a diabetikom.
4. V nasledujúcich prípadoch treba prístroj okamžite vypnúť:
  - je poškodený napájací kábel,
  - prístroj nefunguje normálne,
  - prístroj spadol na zem a je prasknutý alebo poškodený,
  - prístroj bol ponorený do vody.
4. Na prístroj nestúpajte a ani si naň nesadajte. Tento prístroj nemá takú pevnosť, aby udržal hmotnosť ľudského tela, a mohlo by dôjsť k pádu.
5. Prístroj nepoužívajte dlhodobo. Tento prístroj je určený na krátkodobé použitie. Pred ďalším použitím ho treba nechať dostatočne dlho vychladnúť.
6. Prístroj nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad v kúpeľni alebo v blízkosti bazéna. Ak by bol prístroj vystavený vode, mohlo by dôjsť ku skratu.
7. Prístroj nepoužívajte na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti otvoreného ohňa. Nadmerné vystavenie teplu môže spôsobiť prehriatie prístroja a explóziu.
8. Prístroj nepoužívajte počas búrok, pri ktorých sa blýska. Tento prístroj obsahuje kovové časti, ktoré by počas búrky nemali byť nekryté.
9. Dávajte pozor, aby sa do vnútra prístroja nedostali žiadne objekty.
10. Masážny prístroj počas používania ničím neprikrývajte. Mohlo by dôjsť k prehriatiu motora a zastaveniu prístroja.
11. Aby ste predišli poškodeniu prístroja, vnútorné komponenty nerozoberajte bez povolenia.
12. Životnosť batérie závisí od použitia a prevádzkových podmienok.
13. Batérie vydržia dlhšie, ak ich budete pravidelne nabíjať a nebudete ich nechávať vo vybitom stave.
14. Ak ste prístroj dlhodobo nepoužívali, nabite ho raz za mesiac. Ak zostanú batérie dlhodobo vybité, môže sa znížiť ich životnosť a výkon prístroja.
15. Prístroj nenechávajte v blízkosti silného magnetického poľa alebo na mieste, kde by naň mohlo pôsobiť magnetické pole – mohlo by dôjsť k vybitiu batérií.

## Pokyny k nabíjaniu

---

1. Neprekračujte menovité napätie.
2. Aby ste predišli nehode, používajte výhradne nabíjačku určenú pre tento prístroj. Nepoužívajte iné nabíjačky a nabíjačku k tomuto prístroju nepoužívajte na nabíjanie iných zariadení.
3. Ak je prístroj úplne nabitý alebo ak neprebíha nabíjanie, odpojte nabíjačku od prístroja aj z elektrickej siete.

4. Nabíjačku nevystavujte nárazom. Ak bola nabíjačka z akýchkoľvek dôvodov poškodená, obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o jej výmenu.
5. Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neťahajte priamo za kábel.
6. Nedotýkajte sa prístroja alebo nabíjačky mokrými rukami. Mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
7. Ak je nabíjačka vystavená dažďu, vode alebo bola nadmerne navlhnutá, prestaňte ju používať, obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o jej výmenu.

## Spôsob ovládania

Pred prvým použitím alebo ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíval, ho nechajte úplne nabiť.

### Nabíjanie

1. Prístroj vypnite a zásuvku na nabíjanie pripojte k nabíjačke.
2. Úplné nabitie prístroja trvá približne 3 hodiny. Pri úplnom nabití zmení kontrolka na nabíjačke farbu z červenej na zelenú. Počas nabíjania sa môže nabíjačka trochu zahrievať. Je to normálne.
3. Ak kontrolka zmení farbu na zelenú, prístroj je nabitý. Prístroj odpojte od nabíjačky. Počas nabíjania masážny prístroj nefunguje.

### Spôsob použitia

1. Stlačením tlačidla ☺ zapnete alebo vypnete masážny prístroj. Súčasne sa zapne alebo vypne červená kontrolka.
2. Stlačením tlačidla 🌀 aktivujete režim automatickej masáže. Môžete si zvoliť z celkovo šiestich režimov masáže.
3. Stlačením tlačidla 📊 zvýšite alebo znížite intenzitu masáže. Môžete si zvoliť z celkovo šiestich intenzít masáže.
4. Masážny prístroj sa po 15 minútach automaticky vypne.
5. Po použití prístroj vypnite stlačením vypínača.



Rameno



Plece



Chrbát



Stehno



Chodidlo

### Upozornenie

1. Ak indikátor stavu batérie informuje o nízkej úrovni nabitia, včas ju nabite.
2. Po každom stlačení funkčného tlačidla vydá integrovaný bzučiaci tón, ktorý informuje o úspešne vykonanej operácii.
3. Odporúčaná doba použitia je 15 minút.

## Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Počas používania vydáva motor mierny hluk.	Za tento zvuk zodpovedá mechanická konštrukcia. Nejde o poruchu.
Motor sa netočí.	Prístroj nie je dobre zapnutý alebo batéria je vybitá.

Náhle zastavenie počas masáže.

- Neúmyselné vypnutie vypínača.
- Z bezpečnostných dôvodov sa prístroj po 15 minútach automaticky vypne. Pravdepodobne bol dosiahnutý tento časový limit.
- Batéria je vybitá.

## Starostlivosť o prístroj a údržba

1. Ak masážny prístroj nepoužívate, odložte ho na bezpečné, chladné a suché miesto.
2. Pred čistením vytiahnite masážny prístroj z elektriny.
3. Po použití utrite masážny prístroj mäkkou navlhčenou handričkou. Používajte výhradne ne-abrazívne čistiace prostriedky. V prípade potreby ho vyčistite pomocou sterilizátora.
4. Bezšnúrový masážny prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
5. Uchovávajte mimo dosahu rozpúšťadiel a agresívnych čistiacich prostriedkov.
6. Masážny prístroj sa nepokúšajte opravovať. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré môže opraviť používateľ.
7. Masážny prístroj nevyhadzujte na skládku. Obsahuje Li-Ion batériu a iné elektrické komponenty, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad.

## Technické parametre

Menovité napätie: 8,4 V

Menovitý príkon: 16 W

Polarita vstupu:  $\ominus$ - $\oplus$

Batéria: 7,2 V Li-Ion batéria, 2200 mAh, 2 články 18650

Vyhovuje predpisom EÚ: CE, EMC, WEEE

## Likvidácia zariadenia (z hľadiska ochrany životného prostredia)

Európska smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

2012/19/ES vyžaduje, aby sa staré elektrické spotrebiče pre domácnosť nelikvidovali spolu s bežným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a zníženia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa musia staré zariadenia likvidovať oddelene. Prekrížený symbol odpadkového koša na kolieskach uvedený na výrobku pripomína vašu povinnosť oddelenej likvidácie prístroja. Viac informácií o správnej likvidácii starých zariadení sa spotrebiteľia dozvedia od miestnych úradov alebo predajcu.



Tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice EMC 2014/30/EÚ. Zariadenie bolo schválené na použitie v krajinách EÚ, a preto sa na ňom nachádza symbol CE. Všetky potrebné dokumenty sú dostupné u dovozcu.

Zmeny technických parametrov, vlastností a chyby tlače v návode na obsluhu vyhradené.

Adresa dovozcu:

INTER AUDIO s.r.o.

Nádvorie Európy 3672/38

945 01 Komárno

Slovenská republika

E-mail: [info@interaudio.sk](mailto:info@interaudio.sk)

Tel: +421 905 884 677